



NÁVOD K POUŽITÍ

SOLUTION WASH CUVETTE CZ

KATALOGOVÉ ČÍSLO YRE B 01-4178-01

IVD **CE**



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

POUŽITÍ

SOLUTION WASH CUVETTE CZ se používá k mytí kyvet biochemických analyzátorů ADVIA.

PRINCIP METODY

Program mytí analyzátoru ADVIA zajistí kvalitní mytí všech kyvet analyzátoru. Uživatel analyzátoru si zvolí mezi třemi programy mytí a to WASH1, WASH2 nebo WASH3. K mytí kyvet analyzátor ADVIA používá SOLUTION WASH CUVETTE CZ.

SLOŽENÍ SOLUTION WASH CUVETTE CZ

SOLUTION WASH CUVETTE CZ 1 x 1000 ml

Hydroxid sodný 900 mmol/l

PŘÍPRAVA ČINIDEL

SOLUTION WASH CUVETTE CZ je připraven k přímému použití a je při teplotě 2 – 25 °C stabilní až do doby expirace.

POSTUP MYTÍ ANALYZÁTORU ADVIA

Postup mytí analyzátoru ADVIA se provádí podle pracovního návodu příslušného analyzátoru tj. ADVIA 1200, ADVIA 1650.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PŘÍPRAVKU

SOLUTION WASH CUVETTE CZ je vyroben ve shodě se Standardním operačním postupem M04/2003. Výstupní kontrola výrobku je prováděna podle výše uvedeného SOP.



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

Datum poslední revize: 24. 6. 2015

Výrobce:



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
Tel.: +420 461 531 163
Mobil: +420 777 176 107, +420 777 324 399
Fax: +420 461 530 619
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

