



**NÁVOD K POUŽITÍ**

# **WASH SOLUTION**

**KATALOGOVÉ ČÍSLO B01-4178-52**

**IVD CE**



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy  
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399  
fax: +420 461 530 619  
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

## **POUŽITÍ**

WASH SOLUTION se používá k mytí kyvet biochemických analyzátorů ADVIA.

## **PRINCIP METODY**

Program mytí analyzátoru ADVIA zajistí kvalitní mytí všech kyvet analyzátoru. Uživatel analyzátoru si zvolí mezi třemi programy mytí a to WASH1, WASH2 nebo WASH3. K mytí kyvet analyzátor ADVIA používá WASH SOLUTION.

## **SLOŽENÍ WASH SOLUTION**

WASH SOLUTION 1 x 1000 ml

Hydroxid sodný 900 mmol/l

## **PŘÍPRAVA ČINIDEL**

WASH SOLUTION je připraven k přímému použití a je při teplotě 2 – 25 °C stabilní až do doby expirace.

## **POSTUP MYTÍ ANALYZÁTORU ADVIA**

Postup mytí analyzátoru ADVIA se provádí podle pracovního návodu příslušného analyzátoru tj. ADVIA 1200, ADVIA 1650.

## **ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PŘÍPRAVKU**

WASH SOLUTION je vyroben ve shodě se Standardním operačním postupem M04/2003. Výstupní kontrola výrobku je prováděna podle výše uvedeného SOP.



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy  
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399  
fax: +420 461 530 619  
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

**Datum poslední revize: 24. 6. 2015**

Výrobce:



**SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy**  
Tel.: +420 461 531 163  
Mobil: +420 777 176 107, +420 777 324 399  
Fax: +420 461 530 619  
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

